

MEDICAL

Portafolio

Isulmed®

PORTAFOLIODE MEDICAL

- Camillas
- Camas Cuidado Intensivo
- Camas Hospitalización
- Suites Maternidad
- Colchones
- Muebles
- EMS Equipo Emergencia
- Mantenimiento

















Isulmed®

Portafolio de Camillas por Especialidad

Ambulancia, <u>Urgencias</u>, Transporte, <u>Recuperación</u>, Baríatrica, <u>Cirugía de ojos</u>, Fluoroscopia, <u>Trauma</u>, Pediátrica











ST1 & ST1X

Inspirada en el mejor diseño creado por Stryker para innovar

nuestro portafolio de camillas

 Base para integrar tanque de oxígeno.

- Plataforma Dual X-Ray
- Dos pedales para activación de freno y direccionamiento con 5ta rueda.
- Base termoformada en ABS
- Controles hidraúlicos en ambos lados.
- 4 receptáculos para poste porta suero
- Soporte para bombas
- 10 años de expectative de vida
- Una rueda antiestática
- Colchón de 8 cm.
- Poste fijo abatible en cabeza
- Manubrios



Especificaciones	ST1-X
Superficie para paciente	61 X 193 cm
Ancho total	79 cm
Longitud total	220 cm
Capacidad	215 kg
Angulación de Respaldo	90°
Tren y Trend Inverso	16°



Portafolio de Camillas

Transporte & Recuperación | Sala de choque e Imagenología









Transport 747 | 748

- Sistema de freno centralizado de engranaje metálico.
- Direccionamiento con 5ta Rueda
- Superficie para paciente 66X192cm
- Superficie para paciente 76X192cm
- Ancho total 76cm | 86cm

Prime

- Posición de silla (angulación respaldo y rodilla)
- Lift Assist, con asiento que se ajusta mediante el peso del paciente.
- Capacidad de carga 318 Kg.
- Cero Transfer Gap en barandales
- Porta tanque de oxígeno integrado en la plataforma del paciente.
- Superficie para paciente 66 X 191cm

Prime X

- Única camilla radiolúcida del marcado que ofrece acceso total con cualquier tamaño de cassette digital y/o Flat Panel.
- Gap de acceso de 7.6 cm entre plataforma para el cassette y plataforma del paciente.
- Capacidad Bariátrica 318 Kg.

Prime TC

- Acceso sin obstáculos con descansa brazos y descansa pies plegables.
- Capacidad de carga de 226
 Ka.
- Accesorios incluidos: Porta Tanque de oxígeno, Poste para anclaje de bomba de infusión, Porta Expediente y Soportes para elevación de piernas.

Portafolio de Camillas

Ginecología | Cuneros | Pediatría | Fluoroscopía



Gynnie

- Soportes para pies ajustables para excelente acceso pélvico.
- Soporte y recipiente para drenaje.
- Colchón de 10cm de grosor sellado para fácil limpieza y control de infección.
- Pierneras Incluidas.



Nära

- El Bacinete esta asegurado a la base con tres puntos de anclaje.
- Altura ajustable manual con dos liberadores en ambos lados de la plataforma.
- Pedales de Freno y Direccionamiento para mejor control de movimiento.



Cub

- Los 4 barandales se pliegan fácilmente y permiten un acceso sin obstrucción.
- Puerta de acceso en las 4 esquinas.
- Superficie del paciente de 75 x 145 cm.
- Báscula integrada.



Fluoroscopy

- El espaldar neumático en los dos extremos elimina la necesidad de reacomodar al paciente.
- La base en forma de U permite acceso total al Arco en C.



Portafolio de Camillas

Cirugía Oftálmica | Cirugía Corta Estancia



Surgistool

- Capacidad de peso 136 kg
- Rango de Altura
- Máximo 77 cm
- Mínimo 58 cm
- Base en trípode con control hidráulico de pedal.
- Sistema de freno en el frente.



Eye Surgery Stretcher 1089

- Superficie del paciente 66 x 221 cm
- Capacidad de peso 228 kg
- Barandas laterales 33 x 140 cm
- Ideal para quirófanos amplios.



Eye Surgery Chair 5051 & 5050

- Superficie del paciente 61 x 188 cm
- Capacidad de peso 182 kg
- Barandales laterales 25 x 79 cm
- Descasa pies en posición silla y abatible en posición plana.
- Ideal para quirófanos reducidos.
- Modelo también disponible sin cabezal.





Especialistas en soluciones médicas

Diseño + Tecnología

Portafolio de Camas

Previniendo caídas de sus pacientes desde 1941, Stryker se distingue por la

longevidad que ofrece en el diseño de sus camas.



Hospitalización

Cuidados Críticos stryker



Camas | Especialidad

Bariátrica





Expansión / retracción:

La mejor expansión y retracción en su clase, con palancas con códigos de color.

- Capacidad de carga 453 Kg
- 5ta Rueda para mejor desplazamiento
- Báscula integrada y Respaldo de Batería

Maternidad



Tres funciones clave:

- Trend eléctrico de 8°
- Función eléctrica Skoocher que mueve a mamá más cerca del borde perineal de la cama con solo tocar un botón.
- Sección de pies desmontable deslizable con seguro visual.





Portafolio | Mobiliario

Suite Stryker



Buró

Una pieza duradera para habitaciones de pacientes



Mesa Puente

Diseño galardonado, desliza se aue fácilmente debajo de las camas, camillas y sillones reclinables

Opciones de Laminados
















Resistencia del Vinyl:





Resistencia al desvanecimiento del color cuando se expone a la luz solar.

⋆. Resistencia al quiebre y desgarro.

Α Resistencia a la abrasión.



Reclinable



Reclinable para Tratamiento

Diseño + Ergonomia + Resistencia

Portafolio Silla de Ruedas

BÁSICA



H011



ADAPTATIVE





*s*tryker

Éxito





www.isulmed.com

servicio.cliente@isulmed.com

Oficina: (722) 232 08 06 / 24 hrs

Urgencias: (+52) 722 581 32 57 y (+521) 722 399 94 11

Llamada gratuita: 01 800 837 72 69 /24 hrs