



Isulmed®

Especialistas en
soluciones médicas

Isulmed®

stryker

SISTEMA DE PROTECCION

Especialistas en soluciones médicas

SISTEMA DE PROTECCION

Es una toga o escafandra sobre un casco con ventilador de refrigeración interna que aspira el aire a los puertos frontales y traseros equilibrando el flujo de aire






Toga o escafandra son utilizados en cualquier tipo de cirugía.



Utilizado para proteger al personal que se encuentre en un quirófano en el campo estéril:

- Medico
- Ayudante técnico
- Todo el equipo de trabajo. (3 a 5 personas)

Ventajas competitivas



- Más fresco: las boquillas de aire entregan potencia de enfriamiento directamente a los principales vasos del cuello, lo cual ofrece una excelente ventilación, para todo el cuerpo.

Ventajas competitivas



- Sistema de material resistente.
- Más silencioso: tiene una reducción del ruido del 39%, lo cual mantiene al mínimo la distracción auditiva y permite una comunicación más fácil



- Más liviano, comodidad óptima: la nueva espuma con «memoria», se ajusta a la forma de cada cabeza para un calce perfecto. Una redefinida perilla de ajuste y la batería de calce permiten un uso sin problemas.



Isulmed®

Especialistas en
soluciones médicas

www.isulmed.com

servicio.cliente@isulmed.com

Oficina: (722) 232 08 06 / 24 hrs

Urgencias: (+52) 722 581 32 57 y (+521) 722 399 94 11

Llamada gratuita: 01 800 837 72 69 /24 hrs